

Manschetten und Verbindungsstecker im Überblick

Übersicht Manschettengrößen Oberarm-Blutdruckmessgeräte

Um eine valide Messung zu erhalten, ist die richtige Manschettengröße fundamental wichtig. Um die passende Manschettengröße zu ermitteln, messen Sie Ihren Oberarmumfang mit einem Maßband. Legen Sie das Maßband dafür an der dicksten Stelle Ihres Oberarmes an.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über alle verfügbaren Größen (alle Manschetten sind mit allen Oberarm-Modellen kompatibel). Sie können sie in Ihrer Apotheke über die Pharmazentralnummer (PZN) beziehen.

Ihr Oberarmumfang	Manschettengröße	Höhe der Manschette	PZN	empf. UVP
17 - 22 cm	S (Bügelmanschette)	12 cm	15423752	21,95 €
22 - 32 cm	M (Bügelmanschette)	15 cm	15423769	21,95 €
22 - 42 cm	M-L (Universal-Bügelmanschette)	15,5 cm	15423775	21,95 €
22 - 42 cm	M-L (Universal-Komfortschalenmanschette)	15,5 cm	15423806	24,95 €
32 - 52 cm	L-XL (Bügelmanschette)	17 cm	15423781	21,95 €

Tip: Insbesondere wenn mehrere Personen in Ihrem Haushalt mit Ihrem Gerät messen, lohnen sich unter Umständen die Zwischengrößen M-L oder L-XL.

Hinweis: Im Lieferumfang jeder Einzelmanschette sind bereits passende Verbindungsstecker für die gängigsten Gerätegenerationen der apornorm[®] Blutdruckmessgeräte enthalten. Über die unten aufgeführte Übersicht können Sie passende Stecker jedoch auch einzeln nachbestellen.

Übersicht Verbindungsstecker (nur für Einzelnachbestellungen OHNE Manschette)

Welcher Verbindungsstecker an Ihrem Gerät passt, hängt von der Gerätegeneration Ihres Blutdruckmessgeräts (siehe ab Seite 2) sowie von der verwendeten Manschettengröße ab. Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular unter www.apornorm.de, wenn Sie einen einzelnen Verbindungsstecker benötigen.

Manschettengröße	S	M	M-L	L-XL
Blutdruckmessgerät der 1. + 2. Generation	 Best.-Nr. 047153 <small>Hinweis: Einmalig manuelle Anpassung der Ablassrate vor Erstbenutzung nötig*</small>	 Best.-Nr. 047153		 Best.-Nr. 047277
Blutdruckmessgerät der 3. Generation	 Best.-Nr. 046917	 Best.-Nr. 046918		 Best.-Nr. 046919
Blutdruckmessgerät der 4. Generation	 Best.-Nr. 047273	 Best.-Nr. 047153		 Best.-Nr. 047277

* Manuelle Anpassung Ablassrate: Schließen Sie die Manschette an das Gerät an und starten Sie den Aufpumpvorgang über die Start-/Stopp-Taste. Drücken und halten Sie die Start-/Stopp-Taste erneut, sobald der angezeigte Wert bei ca. 30mmHG angekommen ist. Halten Sie die Taste nun so lange während der Messung gedrückt, bis der angezeigte Wert ca. 40mmHG über der zu erwartenden durchschnittlichen Systole liegt. Beispiel: Sie haben im Durchschnitt einen systolischen Wert von 130mmHg. Die Taste müssen Sie demnach solange gedrückt halten, bis der angezeigte Wert ca. 170-180mmHG ist. Lassen Sie danach los. Es beginnt der Abpumpvorgang und der eigentliche Messvorgang startet.

Übersicht Gerätegenerationen

Ihr Gerätemodell können Sie an einem kleinen silbernen Etikett direkt am Gerätegehäuse ablesen. Dort finden Sie auch die Seriennummer Ihres Geräts (gekennzeichnet mit „SN“).

4. Generation



apornorm® Basis Control



apornorm® Basis Control PLUS



apornorm® Professional Control

3. Generation



apornorm® Basis Control



apornorm® Basis



apornorm® Basis Plus




apornorm® Basis Plus
Bluetooth®



apornorm® Professional



apornorm® Professional Touch



2. Generation



apornorm® Basis Control



apornorm® Basis



apornorm® Basis Plus



apornorm® Professional



apornorm® Basis Voice

